




コラボレーションケアでより容易に

当社の検眼鏡・耳鏡は、わずか数回のクリックで光学からデジタルへの移行が可能となります。

無料の iExaminer Pro アプリを使用すれば、追跡、傾向分析、専門家との診察用に耳の画像を保存して共有できます。



※スマートフォンでご利用の場合は専用アプリのダウンロードが必要です。

従来からの弊社リチウムハンドルにも対応しております。



製品情報	LED耳鏡	マクロビュー ベーシック	マクロビュー プラス	パンオプティック ベーシック	パンオプティック プラス
カタログ番号	250-2	238-2	238-3	118-2	118-3
LED電球	✓	✓	✓	✓	✓
iExaminer (スマートフォン 対応)			✓		✓



ユニバーサルディスクチャージャー
リチウムハンドル 2 本付き
カタログ番号：71-xxxLDE-J



販売名：ウェルチ・アレン	耳鼻鏡	届出番号 13B2X00086000030	一般医療機器	汎用光源
販売名：ウェルチ・アレン	検眼鏡	届出番号 13B2X00086000033	一般医療機器	直像検眼鏡
販売名：ウェルチ・アレン	診断セット	届出番号 13B2X00086000034	一般医療機器	検眼鏡診断セット
製造販売元：ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社 連絡先：03-4520-1700 東京都中央区晴海1丁目8番10号トリトンスクエア・オフィスタワー-X 9階				

Baxter

Welch Allyn® PanOptic™ Plus 検眼鏡
Welch Allyn® MacroView® Plus 耳鏡

大きく明るい 視界

眼と耳の構造の検査は、身体検査の一部ではないものの、非常に重要です。それが、当社が数えきれないほどの多くの意見を聞き、さらに検査を向上するために耳鏡と検眼鏡を再度設計した理由です。

明るい白色 LED 技術を搭載した、当社の Welch Allyn® PanOptic Plus 検眼鏡および Welch Allyn® MacroView Plus 耳鏡を是非ご覧ください。



光学からデジタルへの 転換

検眼鏡・耳鏡は、デジタルに対応可能です。Welch Allyn® iExaminer® (カタログ番号：11840-IEX) を追加して、診察用に画像を保存して共有します。



Quick Eye Aliment 機能 搭載

PanOptic Plus検眼鏡には患者の視線の誘導を目的とした2つのライトを備えられています。

PANOPTIC PLUS 検眼鏡

- 使いやすいデザインに再設計
- 長寿命の LED 照明
- QuickEye™ 位置合わせテクノロジーが、患者の視線のより良い誘導に役立つ

MACROVIEW PLUS 耳鏡

- フォกัสフリー設計
- 長寿命の LED 照明
- より明るい視界を得るには、Welch Allyn® LumiView™ Clear 単回使用耳スぺキュラと併用



標準的な検眼鏡

20X

さらに大きい表示領域



PanOptic 検眼鏡



標準的な耳鏡

3X

さらに大きい表示領域



MacroView 耳鏡

