

ウェルチ・アレン LED ヘッドライト

・術者の前頭部に装着するため患部を照明しながら両手で処置を行うことができます。

・ランプ寿命は約 50,000 時間です。

・連続使用でも負担になりにくい 170g の軽量設計です。

・照明部の調整ノブを操作することでスポットライトの径を変えることができます。



カタログ番号: 49020 (49000B+75270)

ウェルチ・アレン LED ヘッドライト
クラス I 一般医療機器
届出番号: 13B2X00086000014
一般的名称: 額帯灯 JMDN:11963000

製品仕様

ランプ	5W ソリッドステートランプ
色温度	5,500°K
光束	50ルーメン
ランプ寿命	約50,000時間
照野径	38~152mm(作業距離406mm時)
電池使用時間	満充電後の持続使用で約1時間
重量	170g(LEDヘッドライトACアダプター有)

カタログ番号	型 式 名
49020	LEDヘッドライトACアダプター付
49000B	LEDヘッドライトACアダプター無
75270	LEDヘッドライト用ACアダプター
49097	LEDヘッドライト用交換コンフォートパッド(2枚入)
49099	LEDヘッドライト用キャリングケース
72250	バッテリーバック用充電電池

＜問い合わせ先＞

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社
東京都中央区晴海1丁目8号10番
トリトンスクエア・オフィスタワーX 9階
TEL: 03-4520-1700